

	S.C. Medicina di Laboratorio Istruzioni per la corretta raccolta delle feci per la determinazione dell'elastasi	DOC 12 Rev. 0 del 05/12/2024 Pagina 1 di 1
---	---	--

Stato delle revisioni					
Indice rev.	Data	Par. n°	Pag. n°	Sintesi della modifica	Redazione
0	05/12/24			Prima emissione	B. Bernardi

Non è necessario seguire nessuna particolare dieta prima del test.

Non eseguire la raccolta durante il periodo mestruale.

I campioni non dovrebbero essere raccolti in presenza di malattie diarroiche acute e non dovrebbero essere contaminati con urine o acqua perché la diluizione del campione può risultare in falsi positivi.

Per la raccolta delle feci utilizzare l'apposito dispositivo (Fig.1), da conservare a (2-8°C), fornito dal Centro Prelievi Unificato e dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali. Il dispositivo dopo la raccolta delle feci deve essere conservato in frigorifero (2-8°C) e consegnato entro le 24 ore successive al Centro Prelievi Unificato o ai Poliambulatori entro le ore 10.00.

RACCOLTA DELLE FECI:

Fig.1



- Raccogliere un campione di feci in un contenitore pulito ed asciutto.
- **Svitare il tappo della provetta ruotando solo la parte bianca superiore in senso antiorario.**
- Lasciare la parte intermedia di colore blu avvitata al corpo della provetta.
- Estrarre quindi l'astina. (Fig. 2)

Fig.2



- Immergere la parte sagomata dell'astina nel campione di feci.
- Ruotare ripetutamente l'astina nel campione di feci fino a riempire tutte le scanalature di materiale fecale. (Fig.3)

Fig.3



- Inserire completamente l'astina sagomata, attraverso l'imbuto blu (Fig.4), all'interno della provetta contenente il liquido di conservazione e ruotare il tappo in senso orario fino alla completa chiusura senza eccessiva pressione.

Fig.4



AVVERTENZE:

NON INGERIRE E NON LASCIARE ALLA PORTATA DEI BAMBINI

Qualora il liquido entri a contatto con occhi, bocca e pelle, sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, consultare un medico.

File	DOC 12- Raccolta feci per elastasi Rev. 0.doc	Redazione	B. Bernardi
Data applicazione	09/12/2024	Verifica	RQ N. Jordaney
Copia	Controllata	Approvazione	Direttrice SC Dott.ssa Falcone Patrizia Agnese