

ESAME	Codice	Descrizione	Contenitori da consegnare	Istruzioni per la raccolta del campione
URINE STANDARD	90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	<p>Cod. GopenCare: 964433460 (sonda) + 951059308 (provetta)</p>	<p>Campione delle prime urine del mattino. Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (es. bicchiere di plastica) e la provetta con tappo giallo con sistema a vuoto + campana per aspirare forniti dal Centro Prelievi Unificato, dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali o dalle farmacie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavarsi le mani con acqua e sapone. • Lavarsi i genitali esterni con acqua e asciugare con un fazzoletto di carta. • Non raccogliere il primo getto di urina e senza interrompere il flusso raccogliere il getto centrale in un recipiente pulito. • Immergere la punta della sonda nell'urina, collocare la provetta con sistema a vuoto ed esercitare una leggera pressione in modo da permettere il riempimento automatico della provetta. <p>Consegnare, <u>previa accettazione</u>, al Centro Prelievi Unificato (dalle 7:30 alle 10:00) o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali in base all'orario delle sedi.</p> <p>CLICCA QUI per le istruzioni complete</p>
MICROALBUMINURIA (SPOT)	90.33.4	MICROALBUMINURIA		
URINE STANDARD + MICROALBUMINURIA (SPOT)		URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO + MICROALBUMINURIA		
URINA Colt.	90.94.2	ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]	<p>Cod. GopenCare 951059322</p>	<p>Nota: le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche.</p> <p>Campione delle prime urine del mattino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavarsi bene le mani con acqua e sapone. • Lavarsi i genitali esterni con acqua e sapone non medicato, sciacquare accuratamente e asciugare con un fazzoletto di carta. • Non raccogliere il primo getto di urina e senza interrompere il flusso raccogliere il getto centrale nel contenitore sterile riempendolo circa a metà (almeno 50 mL) senza toccarlo all'interno e chiuderlo subito. <p>CLICCA QUI per le istruzioni complete</p>

ESAME	Codice	Descrizione	Contenitori da consegnare	Istruzioni per la raccolta del campione
URINE STANDARD + URINA Colt.		URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO + URINOCOLTURA		<p>Nota: le raccolte devono essere effettuate almeno 5 giorni dopo la sospensione di eventuali terapie antibiotiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campione delle prime urine del mattino. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone. Lavarsi i genitali esterni con acqua e sapone non medicato, sciacquare accuratamente e asciugare con un fazzoletto di carta. • Non raccogliere il primo getto di urina e senza interrompere il flusso raccogliere il getto centrale nel contenitore sterile riempendolo circa a metà (almeno 50 mL) senza toccarlo all'interno e chiuderlo subito. • Sollevare, senza toglierla completamente, l'etichetta protettiva in modo da scoprire il foro di ingresso per le provette e, facendo attenzione all'ago interno, prendere la provetta sottovuoto ed inserirla capovolta nel foro di ingresso esercitando una leggera pressione sufficiente a perforare la gomma del tappo in modo da permettere il riempimento automatico della provetta. La provetta può anche non essere completamente riempita. <p>CLICCA QUI per le istruzioni complete</p>
URINA PROT. BENCE JONES (UBJ)	90.69.2	RICERCA PROTEINA DI BENCE-JONES (IMMUNOFISSAZIONE)		<p>Campione delle prime urine del mattino. Per la raccolta utilizzare un recipiente pulito (es. bicchiere di plastica) e la provetta con tappo giallo con sistema a vuoto + campana per aspirare forniti dal Centro Prelievi Unificato, dai Poliambulatori dei vari distretti territoriali o dalle farmacie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavarsi le mani con acqua e sapone. • Lavarsi i genitali esterni con acqua e asciugare con un fazzoletto di carta.
ELETTROFOR. PROT. URIN.	90.39.1	ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE		<ul style="list-style-type: none"> • Non raccogliere il primo getto di urina e senza interrompere il flusso raccogliere il getto centrale in un recipiente pulito. • Mettere la sonda della campana nell'urina, collocare la provetta con sistema a vuoto ed esercitare una leggera pressione in modo da permettere il riempimento automatico della provetta. <p>Consegnare, previa accettazione, al Centro Prelievi Unificato (dalle 7:30 alle 10:00) o ai Poliambulatori dei vari distretti territoriali in base all'orario delle sedi.</p> <p>CLICCA QUI per le istruzioni complete</p>
Urine - Citológico urine	No farmacie, solo Centro Prelievi Unificato (CPU) Ospedale.			
Urine delle 24 ore	No farmacie, solo Centro Prelievi Unificato (CPU) Ospedale. NB: se acquistato in farmacia deve essere fotoprotetto e con pescante interno!			

Per eventuali dubbi, contattare il Centro Prelievi Unificato (CPU) ai numeri 0165 543367 o 0165 543462 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 14:00)

Nuovi CODICI GopenCare:

- 964433460 VACUAPTACA SONDA UR 90MM N/STE, REF 31400
- 951059308 VACUTEST PROV 10ML S/AD GI
- 951059322 CONTENITORE UR 60ML PRELIEV

Vecchi codici:

- 961583794: sonda di aspirazione non sterile
- 915552044: provetta sterile 9 mL
- 962491282: contenitore sterile 150 mL